

Характеристики

Камера

Использование

Материал

Размер/вес

Рабочее избыточное давление

o2one – H810

один человек

алюминий

Д2200мм В900 мм Ш810 мм / 75 кг

0,1–0,5 атм

Концентратор кислорода

Производительность

Чистота

Потребляемая мощность

Размер/вес

o2one – H810

5 л/мин±10%

90%±5%

220 В, 50 Гц, 500 Вт

Ш 550 мм, В 500 мм, Д 240 мм / 30 кг

Блок управления и кондиционер

Производительность

Характеристика

Воздушный фильтр

Потребляемая мощность

Размер/вес

o2one – H810

85 л/мин

двухголовочная безмасляная

двойной

220 В, 50 Гц, 1 кВт

Ш 530 мм, В 1070 мм, Д 455 мм / 85 кг

Пульт управления

Размер/вес

o2one – H810

8,9 x 2,6 x 4,7 см / 0,2 кг

Площадь для установки

o2one – H810

1 x 2,5 м